


# Roll-On rękaw silikonowy

Pozwala na szybkie i łatwe wyciśnięcie krwi z kończyny

alternatywa dla  
taśm Esmarcha



## Właściwości

- szybkie i łatwe stosowanie
- do nadmuchania powietrzem
- 100% silikon medyczny
- pełna gama rozmiarów
- wielorazowy

## Roll-On rękaw silikonowy

| rozmiar | obwód    | kolor | wielorazowy   | ilość w opak. |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|
| 1       | 20–28 cm | ○     | REF 21-95-711 | 1             |
| 2       | 26–33 cm | ●     | REF 21-95-712 | 1             |
| 3       | 31–40 cm | ●     | REF 21-95-719 | 1             |
| 4       | 38–49 cm | ●     | REF 21-95-722 | 1             |
| 5       | 47–60 cm | ●     | REF 21-95-727 | 1             |
| 6       | 58–70 cm | ●     | REF 21-95-729 | 1             |

## Akcesoria



### Manometr z pompką ręczną (gruszka) do mankietu ROLL-ON

- z manometrem 200 mmHg
- drenem łączącym (100 cm)
- szybkozłączkami żeńskimi
- z igłą do napełnienia




### Manometr z pompką ręczną do mankietu ROLL-ON

- z manometrem 200 mmHg
- drenem łączącym (100 cm)
- szybkozłączkami żeńskimi
- z igłą do napełnienia



### Klin blokujący

- wielorazowy,
- materiał: silikon



### Taśma pomiarowa do mankietu ROLL-ON

kodowana kolorami, dla łatwej identyfikacji rozmiaru mankietu

### Manometr z pompką ręczną (gruszka) do mankietu ROLL-ON

|               |               |   |
|---------------|---------------|---|
| REF 21-95-350 | ilość w opak. | 1 |
|---------------|---------------|---|

### Manometr z pompką ręczną do mankietu ROLL-ON

|               |               |   |
|---------------|---------------|---|
| REF 21-95-300 | ilość w opak. | 1 |
|---------------|---------------|---|

### Klin blokujący

|       |               |   |
|-------|---------------|---|
| Size  | ilość w opak. |   |
| Small | REF 21-95-200 | 1 |
| Large | REF 21-95-201 | 1 |

### Taśma pomiarowa do mankietu ROLL-ON

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| REF 21-95-111 | ilość w opak. | 10 |
|---------------|---------------|----|