

Wideolaryngoskop seria TDC



TDC-K



TDC-C



- **Jednorazowe łyżki**
- **Kontrola zakażeń**

ZHEJIANG UE MEDICAL CORP.

✉ EXPORT@UEWORLD.COM

☎ +86 571 28057363

🌐 WWW.UEWORLD.COM/EN.PHP



DYSTRYBUCJA W POLSCE
EUMed sp. z o.o.
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
tel. 22 879 69 20
e-mail: info@eumed.pl
www.eumed.pl



MONITOR Z REGULACJĄ KĄTA NACHYLENIA

- dodatkowa funkcja dostępna w serii TDC-K: możliwość robienia i przechowywania zdjęć oraz filmów, łatwa do nauczania

MAŁY MONITOR NA OPŁYWOWEJ RĘKOJEŚCI

- ergonomiczny i przenośny
- możliwy do obsługi jedną ręką
- jedna osoba wystarczy do monitorowania dróg oddechowych

UNIKALNY KSZTAŁT ŁYŻKI

- wizualizacja głośni > szybko i skutecznie
- ochrona nagłośni > mniejsze ryzyko podrażnienia nerwu błędnego, większe bezpieczeństwo

POWŁOKA ZAPOBIEGAJĄCA ZAPAROWANIU

- wyraźny i wiarygodny obraz



UED 4

dorośli, otyłość



UED 3

6 lat-dorośli >23.6kg



UED 2

2-6 lat 13.2-23.6kg



Osobne opakowanie dla każdej jednorazowej łyżki

- oszczędność czasu
- ograniczenie ryzyka skażenia krzyżowego

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz	matryca 2.7" TFT LCD	Czas pracy baterii	> 120 min. po pełnym naładowaniu
Nachylenie i obrót	0°-130° nachylenie, 0°-270° obrót	Czas ładowania	< 3 h
Kąt widzenia	60°	Pamięć	32G, pozwala na: > 400tys zdjęć nagrania ≥16 h wideo