

Wideolaryngoskop z jednorazową łyżką (bez wymiennej rękojeści)

UED-D



- **Maksymalna efektywność**
- **Minimalne ryzyko skażenia krzyżowego**

ZHEJIANG UE MEDICAL CORP.

✉ EXPORT@UEWORLD.COM

☎ +86 571 28057363

🌐 WWW.UEWORLD.COM/EN.PHP



DYSTRYBUCJA W POLSCE

EUMed sp. z o.o.
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
tel. 22 879 69 20
e-mail: info@eumed.pl
www.eumed.pl



Monitor UED-M3-S:



EKRAN DOTYKOWY

efekt lustrzanego odbicia: możliwość obrócenia obrazu do góry nogami w razie potrzeby

automatyczne wyłączenie: po 10 minutach braku aktywności



WIFI READY

udostępnianie obrazów w czasie rzeczywistym

szybki i łatwy dostęp do zdjęć i filmów

2 modele monitora: UED-M3, UED-M3-S



UED-D0

noworodek, 2.7-3.8kg



UED-D1

0-2 lata, 3.4-13.2kg



UED-D2

2-6 lat, 13.2-23.6kg



UED-D3

6 lat-dorosły, above 23.6kg



UED-D4

dorosły, otyłość

JEDNORAZOWE ŁYŻKI

- zaprojektowane tak, aby uniemożliwić ponowne użycie

GOTOWY DO UŻYTKU

- szybka konfiguracja
- urządzenie idealne dla ratownictwa medycznego i szpitali
- brak problemów z konserwacją, czyszczeniem i dezynfekcją

W KAŻDYCH WARUNKACH

- mniejsza waga
- dłuższy czas działania
- szybsza wymiana łyżek, możliwa bez przerywania pracy urządzenia (hot-swap)

SPECYFIKACJA

MONITOR		ŁYŻKI	
Wyświetlacz	matryca 3" TFT LCD, 720x480 px	Kamera	CMOS
Nachylenie i obrót	0°-110° nachylenie, 0°-270° obrót	Kąt widzenia	60°
Pamięć	32G, pozwala na > 400 tys. zdjęć, nagranie ≥16 h. wideo	Źródło światła	dioda LED wysokiej intensywności
Waga	150g	Waga	40g
Czas pracy baterii	> 3.5 hrs po pełnym naładowaniu		
Czas ładowania	< 3 hrs		