

Pediatryczny obwód anestetyczny

Wielorazowy

Informacje
o zamawianiu

System anestezjologiczny /

skład zestawu:

- 2 x rura karbowana silikonowa 9.0 mm śr.wewn.,
mankiety 22 mm / 10 mm, 110 cm długość
- 1 x rura karbowana silikonowa 9.0 mm śr.wewn.,
mankiety 22 mm / 10 mm, 110 cm długość
- 1 x łącznik pediatryczny - Y, kątowny, obrotowy 15 mm
śr. wewn. / śr.zewn. 22 mm
- silikonowy worek oddechowy 500 ml
- łącznik, prosty

REF	Ilość w opakowaniu
62-11-200	1



Informacje
o zamawianiu

Jackson Rees System I / pediatryczny

skład zestawu:

- silikonowy worek oddechowy 500 ml
z drenem i zatyczką
- łącznik prosty 22 mm śr.wewn. / 22 mm śr. zew.
- łącznik karbowany
- łącznik Ayres typ T
- łącznik obrotowy, kątowny
- łącznik prosty 22 mm śr. wewn.
- silikonowy dren O₂ (długość: 180 cm)

REF	Ilość w opakowaniu
67-12-000	1



Jackson Rees System I pediatryczny / zestaw jak wyżej w wersji
z silikonowym workiem oddechowym
500 ml z otworem 5mm

REF	Ilość w opakowaniu
67-11-000	1

Akcesoria
do systemu
Jackson Rees I

Łącznik typu Ayers typ T / wielorazowy,
materiał: PSU

REF	Ilość w opakowaniu
67-20-005	1

