

Rurka krtaniowa LTS-D

Druga generacja rurek do nadgłośniowej wentylacji



Rurka krtaniowa LTS-D to druga generacja urządzenia do wentylacji nadgłośniowej. Przeznaczona do stosowania w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. Jest idealnym sposobem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w warunkach szpitalnych lub poza nim. Łatwy sposób zakładania i nie wymaga długich szkoleń. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie rurki przy ograniczonej przestrzeni oraz przy utrudnionym dostępie przez usta. Specjalne oznaczenie na rurce (znacznik zębów) wskazuje prawidłową głębokość i poprawne pozycjonowanie urządzenia. System oznaczeń (kodowanie kolorem) umieszczony na strzykawce i łączniku zapewnia optymalne napełnienie powietrzem (inflacji) mankietu rurki.

Właściwości

- 1 Duża ilość otworów wentylacyjnych zapewnia skuteczną wentylację.
- 2 Kanał przełykowy zapobiega ryzyku cofnięcia się treści żołądkowej.
- 3 Cienkościenne mankiety pozwalają na uzyskanie optymalnego ciśnienia powietrza i uszczelnienia dróg oddechowych. Zabezpieczają przed rozprzestrzenieniem się areozolów. Uszczelnienie uzyskuje się przy niskim ciśnieniu w mankiecie (<60 cm H₂O). Rurka LTS-D jest atraumatyczna dla błony śluzowej ponieważ nie wywiera na nią nacisku.
- 4 Znacznik zębów na rurce to wskaźnik prawidłowej głębokości umieszczenia rurki.



Kanał przełykowy z umieszczoną rurką gastryczną 18 FR

Właściwości



Wymiana rurki LTS-D na rurkę dotchawiczą z użyciem laryngoskopu i prowadnicy i-Bougie



- Zmniejsza rozprzestrzenianie się aerozolu przy CPR
- Skraca „czas braku przepływu”
- Zapewnia ciągłość ucisku klatki piersiowej

A RANDOMIZED
CLINICAL TRIAL

3004 PATIENTS

SUPERIOR
OUTCOME

72-HOUR
SURVIVAL



Wyższe 72-godzinne przeżycie w grupie dorosłych z OHCA (po użyciu LTS-D w porównaniu do ETI)

Informacje
o zamawianiu

Rurka krtaniowa LTS-D / jednorazowa, sterylna

Rozmiar	Pacjent	Waga / Wzrost	Kanał przełykowy średnica	Fiberoskop	Kolor	Pojedynczy zestaw ze strzykawką kodowaną kolorami	Zestaw 10 sztuk	Zestaw ratunkowy ze strzykawką kodowaną kolorami
0	Noworodek	< 5 kg	10 Fr	< 3.0 mm		REF 32-06-100-1	REF 32-06-000-1	Dzieci (# 0, 1, 2, 2.5) REF 32-06-309-1
1	Niemowlę	5 – 12 kg	10 Fr	< 3.0 mm		REF 32-06-101-1	REF 32-06-001-1	
2	Dziecko	12 – 25 kg	16 Fr	< 4.0 mm		REF 32-06-102-1	REF 32-06-002-1	
2.5	Dziecko	125 – 150 cm	16 Fr	< 4.0 mm		REF 32-06-125-1	REF 32-06-025-1	
3	Dorosły	< 155 cm	18 Fr	< 6.0 mm		REF 32-06-103-1	REF 32-06-003-1	Dorośli (# 3, 4, 5) REF 32-06-209-1
4	Dorosły	155 – 180 cm	18 Fr	< 6.0 mm		REF 32-06-104-1	REF 32-06-004-1	
5	Dorosły	> 180 cm	18 Fr	< 6.0 mm		REF 32-06-105-1	REF 32-06-005-1	

Strzykawka do rurek krtaniowych / Kodowana kolorami z zaworem typu Luer, jednorazowa

Rozmiar	Nr REF	Opakowanie
20 ml	54-04-111	10
60 ml	54-04-444	10
100 ml	54-04-555	10



Biteblock blokada zgryzu z elastyczną taśmą / sterylny, jednorazowy

Rozmiar	dla rurek tracheostomijnych	Rozmiar rurki krtaniowej	Rozmiar maski krtaniowej	Nr REF	Ilość w opakowaniu
4	6.5 – 8.0 mm I.D.	–	2, 2.5	40-66-040-1	20
5	8.5 – 11.0 mm I.D.	2, 2.5	–	40-66-050-1	20
6	–	3, 4, 5	3, 4, 5	40-66-060-1	20

Informacje
dodatkowe

Aplikacja video



Ulotka

- S-Guide i i-Bougie patrz strona 10 i 11
- Manometr Universal patrz strona 8
- Referencje patrz strona 28