

Infuzory ciśnieniowe 100 & 200

Do użytku z mankietami do infuzji ciśnieniowej podczas irygacji w małoinwazyjnych procedurach

Regulator ciśnienia

- precyzyjna regulacja ciśnienia
- utrzymuje ustawione ciśnienie i gwarantuje automatyczną kompensację
- zakres ciśnienia 0-300 mmHg

Pokrywa zabezpieczająca

- chroni urządzenie przed ingerencją płynów i uszkodzeniem

Dren spiralny

- trwale przytwierdzony do urządzenia
- z męskim łącznikiem Luer Lock

Uniwersalny zacisk

- ciśnieniowy Infusor 100 do sprężonego powietrza / z pojedynczym kanałem

Informacje
o zamawianiu

Infusor ciśnieniowy 100 zasilany sprężonym powietrzem / z pojedynczym kanałem

Wersja	Z drenem ciśnieniowym (4 m) i przyłączem ciśnieniowym RECTUS	Z przyłączem ciśnieniowym NIST	Ilość w opak.
Z uniwersalnym zaciskiem	REF 52-13-100	REF 52-13-100NIST	1
Z wózkiem i koszykiem	REF 52-15-100	REF 52-15-100NIST	1

Infusor Ciśnieniowy 200 zasilany sprężonym powietrzem / z przełącznikiem do dwóch mankietów

Wersja	Z drenem ciśnieniowym (4 m) i przyłączem ciśnieniowym RECTUS	Z przyłączem ciśnieniowym NIST	Ilość w opak.
Z uniwersalnym zaciskiem	REF 52-13-200	REF 52-13-200NIST	1
Z wózkiem i koszykiem	REF 52-15-200	REF 52-15-200NIST	1

