


Rurka krtaniowa Gastro G-LT

Nadgłośniowa rurka z kanałami do wentylacji i endoskopii. Zapewnienia drożność dróg oddechowych podczas średnio i długoterminowych, zabiegów gastroendoskopowych u pacjentów dorosłych będących w głębokiej sedacji lub znieczuleniu ogólnym, zarówno z oddechem własnym jak z wentylacją wspomaganą.

Stosowana:

- w diagnostyce i terapii ERCP w chorobach trzustki oraz dróg żółciowych:
- podczas cytologii i biopsji
- endosonografii żołądkowo-jelitowej
- w zabiegach usuwania kamieni z przewodu żółciowego
- w papilotomii lub rozszerzaniu brodawki dwunastniczej
- w leczeniu zwężeń przewodów żółciowych (endoprotezy, implantacja stentu)
- w enteroskopii



Informacje
o zamawianiu

Rurka krtaniowa Gastro G-LT /

ze strzykawką 60 ml, wielorazowa, materiał: silikon

Pacjent	Rozmiar	REF	Ilość w opakowaniu
Dorośli	> 155 cm	32-90-004	1

Informacje
dodatkowe

- Referencje patrz strona 28