


S-Guide

Elastyczna prowadnica do intubacji




Prowadnica S-Guide to pomoc w trudnych intubacjach, urządzenie ułatwia intubację ustno-dotchawiczą w przypadkach ograniczonej wizualizacji głośni. S-Guide ze względu na swoją **elastyczność** łączy funkcję prowadnicy i sztyletu, może być w laryngoskopii pośredniej i bezpośredniej oraz wideolaryngoskopii.

Zaopatrzona w dwa typy złączy O₂ zapewnia **natlenienie** podczas całego procesu intubacji, nawet przy zagięciu prowadnicy.

Wyposażona w uformowaną zagiętą, **delikatną** końcówkę, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta podczas aplikacji.

* funkcja natleniania możliwa w rozmiarach 11 Fr i 15 Fr, funkcja niedostępna w rozmiarze 8 Fr.

Właściwości



Elastyczność

Natlenienie*

Delikatna końcówka



Informacje o zamawianiu

S-Guide / jednorazowa, sterylna
 w rozmiarach 11 Fr i 15 Fr oznakowanie centymetrowe od 5 do 40 cm,
 zestaw zawiera dwa typy złączy O₂
 w rozmiarze 8 Fr oznakowanie centymetrowe od 5 do 30 cm

Rozmiar	Długość	Dla rurek ET	REF	Ilość w opakowaniu
8 Fr	40 cm	≥ 3.0 mm śr. wew.	33-92-400-1	5
11 Fr	65 cm	≥ 4.5 mm śr. wew.	33-91-650-1	5
15 Fr	65 cm	≥ 6.0 mm śr. wew.	33-90-650-1	5

Informacje dodatkowe



Zastosowanie (film)



Broszura



Wskazania do użycia

Referencje patrz strona 28