

Wideolaryngoskop z jednorazową nakładką



UED-A



- **Niska cena**
- **Niskie ryzyko skażenia krzyżowego**

ZHEJIANG UE MEDICAL CORP.

✉ EXPORT@UEWORLD.COM

☎ +86 571 28057363

🌐 WWW.UEWORLD.COM/EN.PHP



DYSTRYBUCJA W POLSCE
EUMed sp. z o.o.
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
tel. 22 879 69 20
e-mail: info@eumed.pl
www.eumed.pl



Monitor UED-M3-S:



EKRAN DOTYKOWY

efekt lustrzanego odbicia: możliwość obrócenia obrazu do góry nogami w razie potrzeby

automatyczne wyłączenie: po 10 minutach braku aktywności



WIFI READY

udostępnianie obrazów w czasie rzeczywistym

szybki i łatwy dostęp do zdjęć i filmów

2 modele monitora: UED-M3, UED-M3-S



rękojeść A0



UED-A0
noworodek



UED-A1
0-2 lata



UED-MA1
0-2 lata



rękojeść A3



UED-A2
2-6 lat



UED-A3
6 lat-dorosły



UED-A4
dorosły, otyłość



Kompatybilne także z większym monitorem UE M8 8"

RĘKOJEŚĆ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

- łatwe manewrowanie

GOTOWY DO UŻYTKU

- szybka konfiguracja
- urządzenie idealne dla ratownictwa medycznego i szpitali

UNIKALNA KRZYWIZNA ŁYŻKI

- lepszy widok głśni
- łatwiejsza intubacja tchawicy

SPECYFIKACJA

MONITOR		ŁYŻKI / NAKŁADKI	
Wyświetlacz	3" matryca TFT LCD, 720x480 px	Kąt widzenia	60°
Nachylenie i obrót	0°-110° nachylenie, 0°-270° obrót	Źródło światła	dioda LED wysokiej intensywności
Pamięć	32G, pozwala na > 400 tys. zdjęć, nagranie ≥16 h. wideo		
Czas pracy baterii	> 3.5 h po pełnym naładowaniu		
Czas ładowania	< 3 h		